

STERILMED[®]
F R A N C E

a STERIS company

PANIERES DE STÉRILISATION

et accessoires



Édition
novembre 2024

www.sterilmed.fr

*Fournitures pour la Stérilisation Centrale
et le Bloc Opérateur depuis 2002*



PANIERES DE STÉRILISATION

- 05** Paniers perforés
- 06** Paniers cadre perforé
- 07** Paniers grillagés
- 08** Micro paniers - Petits paniers
- 14** Paniers cylindriques
- 16** Paniers optiques / robotiques
- 19** Plateaux de stérilisation

ACCESSOIRES DE PANIER

- 21** Porte-instruments silicone
- 22** Tapis silicone
- 24** Couvertures / Nappes silicone
- 25** Coins de protection
- 26** Attaches silicone
- 27** Étiquettes d'identification
- 32** Fixations et attaches étiquettes
- 34** Étiquettes bagage / Marqueurs permanent

IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INSTRUMENTS

- 39** Identification des instruments
- 40** Protectors vinyle
- 42** Protectors papier
- 43** Tubes silicone



PANIER DE STÉRILISATION

PANIER PERFORÉS



	Référence	Dimensions
PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY181.05	539 x 252 x 45 mm
	SY181.07	539 x 252 x 65 mm
	DIN 1/1	SY181.10
Couvercle	SY181.01	543 x 256 mm

Couvercle en option



PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY180.05	484 x 252 x 45 mm
	SY180.07	484 x 252 x 65 mm
	DIN 1/1	SY180.10
Couvercle	SY180.01	488 x 256 mm

Couvercle en option



PANIER PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY280.05	405 x 252 x 45 mm
	SY280.07	405 x 252 x 65 mm
	DIN 3/4	SY280.10
Couvercle	SY280.01	409 x 256 mm

Couvercle en option



PANIER PERFORÉS ACIER INOXYDABLE	SY380.05	242 x 252 x 45 mm
	SY380.07	242 x 252 x 65 mm
	DIN 1/2	SY380.10
Couvercle	SY380.01	246 x 256 mm

Couvercle en option

**Perforations latérales 2 x 2 mm
Perforations fond / couvercle 4 x 4 mm**



**Compatible avec les porte-instruments
page 21**



Référence Dimensions

PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE

DIN 1/1

Couvercle

SY197.05C	540 x 255 x 50 mm
SY197.07C	540 x 255 x 70 mm
SY197.10C	540 x 255 x 100 mm

Couvercle en option

PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE

DIN 1/1

Couvercle

SY196.05C	485 x 255 x 50 mm
SY196.07C	485 x 255 x 70 mm
SY196.10C	485 x 255 x 100 mm

Couvercle en option

PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE

DIN 3/4

Couvercle

SY296.05C	405 x 255 x 50 mm
SY296.07C	405 x 255 x 70 mm
SY296.10C	405 x 255 x 100 mm

Couvercle en option

PANIER CADRE PERFORÉS ACIER INOXYDABLE


DIN 1/2

Couvercle

SY396.05C	255 x 245 x 50 mm
SY396.07C	255 x 245 x 70 mm
SY396.10C	255 x 245 x 100 mm

Couvercle en option

Perforations latérales Ø 3 mm
Mailles fond et couvercle 6 x 6 mm



Compatible avec les porte-instruments
page 21

PANIER GRILLAGÉS



DIN	Référence	Dimensions
PANIER GRILLAGÉS ACIER INOXYDABLE	SY193.05	540 x 255 x 50 mm
	SY193.07	540 x 255 x 70 mm
	DIN 1/1	SY193.10
Couvercle	SY193.01B	510 x 240 mm

Couvercle en option

PANIER GRILLAGÉS ACIER INOXYDABLE	SY192.05	485 x 255 x 50 mm
	SY192.07	485 x 255 x 70 mm
	DIN 1/1	SY192.10
Couvercle	SY192.01B	455 x 240 mm

Couvercle en option

PANIER GRILLAGÉS ACIER INOXYDABLE	SY292.05	405 x 255 x 50 mm
	SY292.07	405 x 255 x 70 mm
	DIN 3/4	SY292.10
Couvercle	SY292.01B	375 x 240 mm

Couvercle en option

PANIER GRILLAGÉS ACIER INOXYDABLE	SY392.05	255 x 245 x 50 mm
	SY392.07	255 x 245 x 70 mm
	DIN 1/2	SY392.10
Couvercle	SY392.01B	215 x 240 mm

Couvercle en option

Mailles 4 x 4 mm



Compatible avec les porte-instruments
page 21



Référence

Dimensions

SY590.01 125 x 110 x 50 mm

SY590.03 125 x 110 x 70 mm

SY590.04 195 x 70 x 40 mm

SY590.05 220 x 125 x 40 mm

**PETITS PANIERS
CADRE PERFORÉ
ACIER INOXYDABLE**

Couvercle amovible
Verrouillage sécurisé

SY590.07 265 x 120 x 40 mm

SY590.08 265 x 120 x 50 mm

SY590.10 265 x 120 x 70 mm


SY398.03 270 x 170 x 30 mm

SY398.05 270 x 170 x 50 mm

SY398.07 270 x 170 x 70 mm

SY398.10 270 x 170 x 100 mm

Perforations latérales Ø 2 mm
Mailles 3.5 x 3.5 mm



Compatible avec les porte-instruments
page 21




**PETITS PANIERS
PERFORÉS 4X4
ACIER INOXYDABLE**

Couvercle à charnière
Coins arrondis
Verrouillage sécurisé

Référence	Dimensions
ST12.B01	80 x 80 x 40 mm
ST12.B02	100 x 80 x 30 mm
ST12.B03	130 x 115 x 40 mm
ST12.B04	130 x 115 x 60 mm
ST12.B05	195 x 70 x 40 mm
ST12.B06	225 x 130 x 40 mm
ST12.B07	250 x 115 x 25 mm
ST12.B08	250 x 115 x 40 mm
ST12.B09	250 x 115 x 60 mm
ST12.B11	270 x 123 x 45 mm
ST12.B12	270 x 123 x 65 mm
ST12.B13	270 x 170 x 50 mm
ST12.B14	270 x 170 x 100 mm
ST12.B10	480 x 115 x 50 mm

Perforations latérales 2 x 2 mm
Perforations fond / couvercle 4 x 4 mm



Compatible avec les porte-instruments
page 21



Référence **Dimensions**

ST12.A40 115 x 90 x 45 mm

ST12.A41 115 x 115 x 25 mm

ST12.A42 145 x 150 x 50 mm

ST12.A43 170 x 135 x 35 mm

**PETITS PANIERS
PERFORÉS 2X2
ACIER INOXYDABLE**

Couvercle à charnière
Coins arrondis
Verrouillage sécurisé

ST12.A44 210 x 145 x 25 mm


ST12.A45 210 x 145 x 45 mm


ST12.A46 240 x 240 x 45 mm

ST12.A47 275 x 175 x 35 mm

ST12.A48 280 x 170 x 60 mm

Perforations 2 mm






N°	Référence	Dimensions
01	ST12.A01	40 x 40 x 25 mm
02	ST12.A02	60 x 60 x 25 mm
03	ST12.A03	60 x 60 x 40 mm
04	ST12.A05	80 x 80 x 40 mm

MICOR-PANIERS PERFORÉS ACIER INOXYDABLE

Couvercle riveté
Fermeture "spot"

Perforations 2 mm



N°	Référence	Dimensions
05	ST12.A21	160 x 30 x 25 mm
06	ST12.A22	200 x 30 x 25 mm
07	ST12.A24	300 x 40 x 40 mm
08	ST12.A25	450 x 40 x 40 mm

MICRO-PANIERS LONGS PERFORÉS ACIER INOXYDABLE

Couvercle à charnière
Fermeture bouton
Verrouillage sécurisé

Perforations 2 mm



D'autres modèles disponibles sur demande



**MICRO-PANIERS
GRILLAGÉS 1X1
ACIER INOXYDABLE**

Verrouillage sécurisé
Fermeture ruban

Référence	Dimensions
ST12.301	40 x 40 x 20 mm
ST12.302	60 x 60 x 20 mm
ST12.303	60 x 60 x 40 mm
ST12.304	80 x 40 x 40 mm
ST12.305	80 x 80 x 20 mm
ST12.306	80 x 80 x 60 mm
ST12.307	80 x 80 x 80 mm
ST12.308	120 x 120 x 27 mm
ST12.309	160 x 40 x 40 mm
ST12.310	240 x 120 x 27 mm



**MICRO-PANIERS
GRILLAGÉS 1X1
ACIER INOXYDABLE**

Verrouillage sécurisé
Fermeture boucle

Référence	Dimensions
08910	40 x 40 x 20 mm
08935	80 x 40 x 20 mm
08911	80 x 80 x 40 mm
08931	150 x 110 x 20 mm
08912	230 x 150 x 50 mm
08936	160 x 40 x 20 mm
08957	200 x 40 x 40 mm

Mailles 1 x 1 mm





Référence	Dimensions
08896	40 x 40 x 20 mm
08897	80 x 40 x 20 mm
08900	80 x 80 x 40 mm
08901	80 x 80 x 40 mm
08902	90 x 90 x 50 mm
08903	150 x 110 x 20 mm
SY591.03	150 x 145 x 50 mm
08898	160 x 40 x 20 mm
08904	180 x 130 x 20 mm
08899	200 x 40 x 40 mm
08948	200 x 60 x 40 mm
08905	210 x 170 x 20 mm
SY591.07	220 x 140 x 50 mm
08906	250 x 200 x 20 mm
SY591.08	275 x 175 x 35 mm
SY591.09	280 x 170 x 60 mm
08907	300 x 180 x 20 mm

**MICRO-PANIERS
GRILLAGÉS 2X2
ACIER INOXYDABLE**

Verrouillage sécurisé
Fermeture boucle

Mailles 2 x 2 mm





**PANIER
CYLINDRIQUE
PERFORÉ
ACIER INOXYDABLE**

Bouchon à vis inclus

Référence	Dimensions
07465	100 x Ø10 mm
07400	170 x Ø10 mm
07466	190 x Ø10 mm
07467	210 x Ø10 mm
07401	240 x Ø10 mm
07468	260 x Ø10 mm
07402	330 x Ø10 mm
07421	450 x Ø10 mm



**PANIER
CYLINDRIQUE
ROBUSTE TISSÉ
ACIER INOXYDABLE**

Bouchon plein et
bouchon grillagé inclus

Référence	Dimensions
ST12.001	120 x Ø32 mm
ST12.002	240 x Ø32 mm
ST12.003	360 x Ø32 mm



	Référence	Dimensions
	07433	55 x Ø19 mm
	07434	110 x Ø19 mm
	07435	165 x Ø19 mm
	07436	220 x Ø19 mm
	07437	275 x Ø19 mm
	07438	330 x Ø19 mm
	07439	385 x Ø19 mm
	07440	440 x Ø19 mm
	07441	495 x Ø19 mm
	07442	550 x Ø19 mm
	07443	605 x Ø19 mm
	07444	660 x Ø19 mm
	07446	770 x Ø19 mm
	07448	880 x Ø19 mm
Bouchons	07451	-

**PANIERES
CYLINDRIQUE
PERFORÉ
ACIER INOXYDABLE**

Anneau, étiquette inox,
2 bouchons
silicone inclus



	Référence	Dimensions
	07430	170 x Ø22 mm
	07431	200 x Ø22 mm
	07461	330 x Ø22 mm

**PANIERES
CYLINDRIQUE
GRILLAGÉ
ACIER INOXYDABLE**

Maille 0.8 x 0.8 mm





Référence	Dimensions
ST11.160	750 x 150 x 80 mm
ST11.150	670 x 290 x 70 mm
ST11.140	650 x 150 x 70 mm
ST11.130	600 x 300 x 60 mm
ST11.121	600 x 150 x 80 mm
ST11.120	600 x 150 x 50 mm
ST11.110	480 x 150 x 50 mm
ST11.103	452 x 103 x 44 mm
ST11.102	452 x 83 x 44 mm
ST11.101	272 x 103 x 44 mm
ST11.100	272 x 83 x 44 mm


PANIER OPTIQUES / ROBOTIQUES ACIER INOXYDABLE

Couvercle amovible, fermeture sécurisée

Perforations latérales 2 x 2 mm
Perforations fond / couvercle 8 x 8 mm




Compatible avec les porte-instruments page 21



01



02



03

**PANIER OPTIQUES
ACIER INOXYDABLE
1 OPTIQUE**

N° Référence Dimensions

01 SY690.02 290 x 80 x 55 mm

SY690.04 460 x 80 x 55 mm

SY690.06 670 x 80 x 55 mm




02 SY691.02 290 x 80 x 55 mm

SY691.04 460 x 80 x 55 mm

03 SY695.00 272 x 83 x 44 mm

SY696.00 452 x 83 x 44 mm

D'autres modèles disponibles sur demande



Référence

Dimensions

SM1.3600

148 x 64 x 18 mm

PLATEAU DE STÉRILISATION POLYPROPYLÈNE

SM1.2700

185 x 50 x 20 mm


Avec couvercle et tapis silicone inclus

SM1.4800

190 x 102 x 19 mm





SM1.7100

267 x 159 x 16 mm



ACCESSOIRES DE PANIERS

PORTE-INSTRUMENTS SILICONE



Référence	Dimensions	Unité Vente
-----------	------------	-------------

SY857.80	25 x 40 x 17 mm	1
----------	-----------------	---

SY857.70	100 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.71	225 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.83	25 x 40 x 17 mm	1
----------	-----------------	---

SY857.73	100 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.74	225 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.85	25 x 40 x 17 mm	1
----------	-----------------	---

PORTE-INSTRUMENT SILICONE

Fabrication silicone
Rail inox avec vis
Stérilisables à 134°C
Compatible maillage 3,5
à 6 mm

SY857.75	100 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.76	225 x 40 x 17 mm	1
----------	------------------	---

SY857.42	25 x 30 x 17 mm Ø 12 mm	1
----------	----------------------------	---

SY857.40	25 x 37 x 17 mm Ø 12 mm	1
----------	----------------------------	---

SY857.43	25 x 30 x 17 mm Ø 14 mm	1
----------	----------------------------	---

SY857.41	25 x 37 x 17 mm Ø 14 mm	1
----------	----------------------------	---


SY857.44	24 x 21 x 17 mm Ø 5 mm	1
----------	---------------------------	---

SY857.45	24 x 21 x 17 mm Ø 10 mm	1
----------	----------------------------	---

SY857.47	225 x 21 x 17 mm Ø 10 et 5 mm	1
----------	----------------------------------	---




	Référence	Couleur	Dimensions
TAPIS SILICONE	ST19.010	●	495 x 275 mm
Découpable selon les besoins	ST495.01	●	495 x 275 mm



	Référence	Dimensions
TAPIS SILICONE	ST19.030	495 x 240 mm
Larges perforations		

TAPIS SILICONE



Référence


Dimensions

TAPIS SILICONE EN ROULEAU

W0770

245 x 1000 mm

1M divisible en 10



Référence

Dimensions

TAPIS SILICONE MAGNÉTIQUE

26300

300 x 400 mm

Stérilisable à 134°C



Référence


Dimensions

BOÎTE DE STÉRILISATION MATBOX®

ST19.023

205 x 205 x 28 mm

COUVERCLES / NAPPES SILICONE

**NAPPE SILICONE**

Référence	Couleur	Dimensions
-----------	---------	------------


08607		215 x 229 mm
-------	---	--------------

08602		238 x 248 mm
-------	---	--------------

08608		270 x 120 mm
-------	---	--------------

08606		460 x 229 mm
-------	---	--------------

08601		480 x 250 mm
-------	---	--------------

**NAPPE SILICONE À PICOTS**

Référence	Couleur	Dimensions
-----------	---------	------------


08612		215 x 229 mm
-------	---	--------------

08613		238 x 248 mm
-------	---	--------------

08614		270 x 120 mm
-------	---	--------------

08611		460 x 229 mm
-------	---	--------------

08609		480 x 250 mm
-------	---	--------------

**COUVERCLE SILICONE**

Référence	Dimensions
-----------	------------

09009	235 x 210 mm
-------	--------------

Cadre rigide (métallique siliciné)	
---------------------------------------	--

09020	445 x 230 mm
-------	--------------



Référence	Description	Unité vente
50063	Perforé Réutilisable	100
09097	Patte de fixation Usage unique	100

COIN DE PROTECTION SILICONE



Référence	Description	Unité vente
CS.9013	Perforé Réutilisable	80

COIN DE PROTECTION SILICONE




Référence	Description	Unité vente
ST22.101	Papier rigide à plier Usage unique	800

COIN DE PROTECTION PAPIER




Référence	Description	Unité vente
42007	Papier rigide prêt à l'emploi Usage unique	600


COIN DE PROTECTION PAPIER



	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente
ATTACHE SILICONE INSTRU-FIX®	ST22.200	21 cm	●	100
	Réutilisable	ST22.201	21 cm	●



	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente	
ATTACHE SILICONE	09235	11 cm	●	100	
	09238	11 cm	●	100	
	Usage unique	09239	21 cm	●	100
	09242	21 cm	●	100	



	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente	
ATTACHE SILICONE	09253	6 cm	●	100	
	09256	6 cm	●	100	
	Usage unique	09377	11 cm	●	100
	09374	11 cm	●	100	
	09285	19 cm	●	100	
	09283	19 cm	●	100	

D'autres modèles disponibles sur demande

ATTACHES SILICONE



	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente
ATTACHE SILICONE	09730	22.4 cm	●	100
Usage unique	09733	22.4 cm	●	100




	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente
ATTACHE SILICONE "TYPE FICELLE" Usage unique	09039	30 cm	●	100
	09143	30 cm	●	100
	09144	30 cm	●	100
	09145	30 cm	●	100
	09146	30 cm	●	100



	Référence	Longueur	Couleur	Unité vente
ATTACHE SILICONE Usage unique Epaisseur 3 mm	ST22.211	30 m	●	1 bobine
	ST22.212	30 m	●	1 bobine
	ST22.213	30 m	●	1 bobine
	ST22.214	30 m	●	1 bobine
	ST22.215	30 m	●	1 bobine
	ST22.216	30 m	●	1 bobine

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION

ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
SYNTHÉTIQUEPORTE-
ÉTIQUETTE

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01948	60 x 40 mm	○	100
01949	60 x 40 mm	●	100
01950	60 x 40 mm	●	100
01951	60 x 40 mm	●	100
01952	60 x 40 mm	●	100
01954	60 x 40 mm	●	100
01969	60 x 40 mm	●	100
01498	-	●	25

ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
POLYAMIDE

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
ST24.100	90 x 38 mm	○	100
ST24.101	90 x 38 mm	●	100
ST24.102	90 x 38 mm	●	100
ST24.103	90 x 38 mm	●	100
ST24.104	90 x 38 mm	●	100
ST24.105	90 x 38 mm	●	100
ST24.107	90 x 38 mm	●	100
ST24.108	90 x 38 mm	●	100
ST24.109	90 x 38 mm	●	100
ST24.110	90 x 38 mm	●	100

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION



ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE CLIPSABLE

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01934	90 x 30 mm	○	25
01935	90 x 30 mm	●	25
01936	90 x 30 mm	●	25
01967	90 x 30 mm	●	25
01937	90 x 30 mm	●	25
01938	90 x 30 mm	●	25
01927	70 x 30 mm	○	25
01928	70 x 30 mm	●	25
01929	70 x 30 mm	●	25
01966	70 x 30 mm	●	25
01930	70 x 30 mm	●	25
01931	70 x 30 mm	●	25
01913	30 x 30 mm	○	25
01914	30 x 30 mm	●	25
01915	30 x 30 mm	●	25
01916	30 x 30 mm	●	25
01917	30 x 30 mm	●	25



ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION INOX CLIPSABLE

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01454	90 x 50 mm	●	25
01449	90 x 30 mm	●	25
01495	70 x 30 mm	●	25
01559	55 x 30 mm	●	25
01590	75 x 35 mm	●	25
01520	42 x 36 mm	●	25
01493	30 x 30 mm	●	25

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION

ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
SYNTHÉTIQUE

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
W0800	105 x 40 mm	□	100
W0801	105 x 40 mm	■	100
W0802	105 x 40 mm	■	100
W0803	105 x 40 mm	■	100
W0804	105 x 40 mm	■	100
W0805	105 x 40 mm	■	100
W0806	105 x 40 mm	■	100
W0807	105 x 40 mm	■	100
W0808	105 x 40 mm	□	100
W0809	105 x 40 mm	■	100
W0810	105 x 40 mm	■	100

ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
SYNTHÉTIQUE

Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01900	90 x 33 mm	■	100
01901	90 x 33 mm	■	100
01962	90 x 33 mm	■	100
01902	90 x 33 mm	■	100
01903	90 x 33 mm	■	100
01904	90 x 33 mm	■	100
01905	90 x 33 mm	□	100

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION



	Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION INOX	01444	90 x 50 mm	■	50
	01445	90 x 33 mm	■	50



	Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION INOX	01588	65 x 24 mm	■	5



	Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION INOX	01452	Ø 25 mm	■	50
	01453	Ø 50 mm	■	50


01



02


















03



04



	Référence	Fabrication	Couleur	Dimensions	Unité Vente
01 PATTE DE FIXATION	09097	Silicone		-	100
	09225	Silicone		-	100
	09226	Silicone		-	100
	09227	Silicone		-	100
	09228	Silicone		-	100
02 BAGUE DE FIXATION	09418	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09419	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09420	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09421	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09422	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09423	Polypropylène		Ø 10 mm	100
03 ATTACHE	ST1055	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1058	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1059	Nylon		100 x 2.5 mm	100
04 ANNEAU DE FIXATION	01458	inox		Ø 20 mm	100

**ÉTIQUETTE
TYPE BAGAGE**

Stérilisable à 134°C
235 x 50 mm
Par 250 unités

Notes



En prêt



À réparer















Urgent




**ÉTIQUETTE
TYPE BAGAGE**

Stérilisable à 134°C
235 x 50 mm
Par 250 unités

En dépôt		ST35.140A
incomplet		ST35.150A
		ST35.150B
		ST35.150C
Type de Réparation		ST35.236
Ancillaire de prêt		ST35.270A
Lavé & Désinfecté		ST35.381A
Contaminé		ST35.382A
Maintenance Container		ST35.383A
Maintenance - Réparation		ST35.384A
Covid-19		ST35.385A
Ultrasons		ST35.386A

**ÉTIQUETTE
TYPE BAGAGE
MODÈLE STANDARD
SANS INSCRIPTION**

Stérilisable à 134°C
235 x 50 mm
Par 250 unités



ST35.301A

ST35.301C


ST35.301F

ST35.301E

ST35.301H

**ÉTIQUETTE
TYPE BAGAGE
PETIT MODÈLE
SANS INSCRIPTION**

Stérilisable à 134°C
160 x 35 mm
Par 250 unités



ST35.701A

ST35.701C


ST35.701F

ST35.701E

ST35.701H

**ÉTIQUETTE
TYPE BAGAGE
PETIT MODÈLE
SANS INSCRIPTION**

Stérilisable à 134°C
206 x 110 mm
Par 250 unités



ST35.302A

01



02



03



**MARQUEUR
PERMANENT**

N° Référence pointe ogive Unité vente

01 400.001 1 mm 10

02 404.001 0.75 mm 10

03 05514 1 mm 10

ACCESSOIRES DE LAVAGE



Référence	Description	Unité Vente
COLLECTEUR DE LAVAGE 25000	Longueur 162 mm 2 bouchons fournis	1



Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
ÉCARTEUR DE LAVAGE 20460	40 mm		1
20411	50 mm		1
20408	60 mm		1
20406	70 mm		1
20412	80 mm		1

Acier inoxydable et revêtement silicone
Réutilisable



Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
ÉCARTEUR DE LAVAGE 20413	ø 4.8 mm		1
20409	ø 6 mm		5
20429	ø 8.4 mm		5
20410	ø 10 mm		5
20430	ø 14 mm Ovale		5

Acier inoxydable
Réutilisable



Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
ÉCARTEUR DE LAVAGE 20415	ø 4.8 mm		50
20416	ø 4.8 mm		50
20419	ø 6 mm		50
20420	ø 6 mm		50
20421	ø 6 mm		50
20424	ø 10 mm		50
20425	ø 10 mm		50
20426	ø 10 mm		50

Polypropylène
À usage unique




Référence	Unité Vente
OUVRE-CONCHOTOMES Acier inoxydable	20462 1



IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INSTRUMENTS

IDENTIFICATION DES INSTRUMENTS



Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
09652	10 à 20 mm		100
09653	10 à 20 mm		100
09654	10 à 20 mm		100
09655	10 à 20 mm		100
ID-PEARL			
09656	10 à 20 mm		100
09657	10 à 20 mm		100
09658	10 à 20 mm		100
09659	10 à 20 mm		100
09660	10 à 20 mm		100
09661	10 à 20 mm		100
096623	10 à 20 mm		100

Fabrication silicone
Usage unique
Stérilisable à 134°C



Référence	Ø max. instrument	Couleur	Unité vente
09639	6 mm		500
09640	6 mm		500
09641	6 mm		500
09642	6 mm		500
ID-SPIRALE			
09643	6 mm		500
09645	6 mm		500
09646	6 mm		500
09647	6 mm		500
09648	6 mm		500
09649	6 mm		500
09650	6 mm		500
09651	6 mm		500

Fabrication polypropylène
Usage unique
Stérilisable à 134°C



Référence	Long.	Larg.	Couleur	Unité vente
T.02.01	6.3 m	6.4 mm		1 rouleau
T.02.02	6.3 m	6.4 mm		1 rouleau
T.02.04	6.3 m	6.4 mm		1 rouleau
T.02.05	6.3 m	6.4 mm		1 rouleau
T.02.07	6.3 m	6.4 mm		1 rouleau
T.02.09	6.3 m	6.4 mm		1 rouleau

ID-RUBAN
Usage unique
Stérilisable à 134°C



N°	Réf	Dimensions	Couleur	Unité vente
01	30801	Ø 1.6 x 19 mm		100
	30802	Ø 2 x 19 mm		100
	30803	Ø 2.8 x 19 mm		100
	30804	Ø 3.2 x 25.4 mm		100
	30805	Ø 5 x 25 mm		100



02	30407	9 x 25 x 2 mm		100
	30408	16 x 25 x 2 mm		100
	30409	25 x 25 x 3 mm		100
	30807	9 x 25 x 2 mm		100
	30808	16 x 25 x 2 mm		100
	30809	25 x 25 x 3 mm		100

**PROTECTEURS
VINYLE**

Perforés pour une
meilleure circulation
de la vapeur
Usage unique
Stérilisable à 134°C

03	31101	38 x Ø 2 - 3 mm		50
	31102	38 x Ø 3 - 4 mm		50
	31103	38 x Ø 4 - 5 mm		50
	31104	38 x Ø 5 - 6 mm		50
	31105	38 x Ø 6 - 7 mm		50
	31106	38 x Ø 7 - 8 mm		50
	31107	38 x Ø 8 - 9 mm		50
	31108	38 x Ø 9 - 10 mm		50
	31109	38 x Ø 10 - 11 mm		50



PROTECTEURS VINYLE



PROTECTEURS VINYLE DOUBLE

Perforés pour une meilleure circulation de la vapeur
Usage unique
Stérilisable à 134°C

N°	Réf	Dimensions	Couleur	Unité vente
	30601	Ø 1.6 x 19 mm		50
	30602	Ø 2 x 19 mm		50
	30603	Ø 2.8 x 19 mm		50
	30604	Ø 3.2 x 25 mm		50
	30605	Ø 5 x 25 mm		50
	30607	Ø 9 x 25 mm		50



PROTECTEURS POUR ÉCARTEURS DE WEITLANER

Usage unique
Stérilisable à 134°C

N°	Réf	Dimensions	Couleur	Unité vente
	30907	21.6 x 20.3 mm		100
	30908	25.4 x 25.4 mm		100
	30909	25.4 x 31.8 mm		100
	30910	25.4 x 44.5 mm		100



PROTECTEURS OSTÉOTOMES

Usage unique
Stérilisable à 134°C

N°	Réf	Dimensions	Couleur	Unité vente
	30811	6.4 x 19.5 mm		100
	30812	9.5 x 25.4 mm		100
	30813	12.7 x 25.4 mm		100
	30815	19.1 x 25.4 mm		100
	30817	31.8 x 31.8 mm		100



	Réf	Largeur max. instrument	Unité vente
PROTECTEURS PAPIER	ST23.001	25 mm	100

Usage unique Stérilisable à 134°C	01457	40 mm	100
--------------------------------------	-------	-------	-----


	Réf	Largeur max. instrument	Unité vente
PROTECTEURS PLASTIQUE TRANSPARENT	01471	25 mm	100

Usage unique Stérilisable à 134°C	01476	10 mm	1000
--------------------------------------	-------	-------	------

	Réf	Largeur max. instrument	Unité vente
PROTECTEURS PAPIER	01469	25 mm	1000

Usage unique Stérilisable à 134°C	01470	10 mm	1000
--------------------------------------	-------	-------	------

TUBES PROFILÉS OU LISSES












 **TUBE PROFILÉ
SILICONE**

Usage unique
Stérilisable à 134°C

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Couleur	Unité Vente
ST62.201	Ø 2.5 mm	Ø 4.5 mm	1 mm		50 m
ST62.202	Ø 4 mm	Ø 6.4 mm	1.2 mm		50 m
ST62.203	Ø 6 mm	Ø 8.4 mm	1.2 mm		50 m
ST62.204	Ø 8 mm	Ø 10.4 mm	1.2 mm		50 m
ST62.205	Ø 10.6 mm	Ø 13 mm	1.2 mm		50 m

 **TUBE LISSE
SILICONE**

Usage unique
Stérilisable à 134°C

ST62.102	Ø 1 mm	Ø 3 mm	1 mm		50 m
ST62.118	Ø 6 mm	Ø 10 mm	2 mm		50m
ST62.121	Ø 8 mm	Ø 12 mm	2 mm		50 m
ST62.002	Ø 1.5 mm		0.75 mm		50 m
ST62.003	Ø 2 mm		1 mm		50 m
ST62.004	Ø 3 mm		1.5 mm		50 m
ST62.005	Ø 4 mm		1.5 mm		50 m
ST62.006	Ø 5 mm		1.5 mm		50 m
ST62.009	Ø 10 mm		2 mm		50 m

D'autres modèles disponibles sur demande



a STERIS company

Tous nos produits sont visibles
sur notre site internet
www.sterilmed.fr

STERILMED France

20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX

 +33(0)3 26 50 02 10
 +33(0)3 26 50 02 11
 info@sterilmed.fr
 www.sterilmed.fr